

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Dimensiones del equipo: 240mm x 294mm x 95mm.
- ✓ Peso con la batería del equipo: 2.65Kg.

DESFIBRILACIÓN:

- ✓ Forma de onda: Bifásica con Exponencial Truncada (Compensación de Impedancia)
- ✓ Energía: Adulto: 185 – 200J ($\pm 5\%$) Pediátrico: 45 a 50 J ($\pm 5\%$)
- ✓ Modo de operación: Semi-Auto (Aviso de descarga)

ECG: (INTERNO)

- ✓ Derivada: II (RA, LL)
- ✓ Impedancia del paciente: 25Ω a 175Ω
- ✓ Detección:
- ✓ F/V: más de $200\mu V$
- ✓ T/V: más de 160 por minuto
- ✓ Detección de derivada desconectado: Lo detecta y por voz.
- ✓ Filtro: 0.5 a 30 Hz



INDICADORES:

Controles:

- ✓ Estándar: Botón deslizante, botón de descarga, interruptor de modo de paciente.
- ✓ Visible: Indicador ICONO, LCD de estado (estado de la unidad, estado de la batería, estado de temperatura), LED (LED de interruptor de modo de paciente).
- ✓ Audible: Altavoz, aviso de voz (ESPAÑOL), Beep (Indicación de RCP).

EQUIPOS MÉDICOS

AMBIENTE:

- ✓ Temperatura de operación: 0 a 43°C
- ✓ Humedad Relativa: 5 a 95% (Sin condensación)
- ✓ Altitud: 0 a 4,575 msnm.

PAD's Adulto/Pediátrico:

- ✓ Duración: 2 años.
- ✓ Longitud del cable: Aprox 1.8 m.
- ✓ Electrodo: Almohadillas desechables.
- ✓ Área mínima de gel activo: 80 cm² +/-5%

BATERÍA:

- ✓ Tipo: LiMnO₂, Desechable, Larga vida para batería primarias.
- ✓ Voltaje/Capacidad: 15V, 4200 mAh.
- ✓ Duración: 5 años aprox.
- ✓ Descargas: Un mínimo de 200 Descargas (exceptuando el periodo de RCP entre la terapia de desfibrilación) ó 10 horas de uso continuo a 20°C.
- ✓ Base de datos para Análisis de ECG

De la base de datos oficial del MIT (Massachusetts institute Technology)

(Base de datos de arritmias MIT-BIH y Creighton University Ventricular Base de datos de taquiarritmia)

EQUIPOS MÉDICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ SEGURO: Hoja de Iconos Protegidas, Botón de Choque, Interruptor de modo adulto / pediátrico.
- ✓ INDICADOR DE ESTADO: Estado de unidad, estado de nivel de batería y estado de rango de temperatura.
- ✓ CONEXIÓN: Conector de almohadillas para Las almohadillas siempre están listas para su uso.
- ✓ ICONOS VISUALES: Las luces LED indicadoras parpadean con las indicaciones de voz Los iconos visuales aclaran las acciones necesarias.
- ✓ BOTÓN DE DESCARGA: El botón parpadeante indica “Listo para la descarga”. Pulse el botón para dar un golpe.
- ✓ INTERRUPTOR DE MODO ADULTO / PEDIÁTRICO: Cambie fácilmente del modo adulto al modo pediátrico sin cambiar de almohadilla.
- ✓ BOTÓN DE ABRIR: Deslice el interruptor hacia la derecha para abrir la cubierta. La unidad se enciende automáticamente.
- ✓ ALTA VOZ: Indicador por voz para la orientación en tiempo real.

Nombre comercial: Desfibrilador automatizado DEA MEDIANA.

FUNCIONES

- ✓ EATMEDIC Funcionamiento semiautomático (adulto/pediátrico)
- ✓ Interruptor de modo adulto/pediátrico
- ✓ Arranque rápido de encendido del A15 mediante el interruptor de tapa abierta
- ✓ Líneas guía de la AHA/ERC 2015
- ✓ Capacidad de la batería 2Ah/15V (200shocks o monitoreo de 10 horas)
- ✓ Mensaje de voz, Indicador de icono de acción (LED), estado LCD
- ✓ Indicador de estado: autoprueba (fallo/paso), nivel de batería, temperatura, condición BIST (Autoprueba de inserción de batería)
- ✓ Tarjeta SD, soporte de comunicación IR



PROCEDENCIA: COREA DEL SUR

Producto Distribuido por Fagy Peru® »

www.fagy.com.pe - www.ventadeepps.com

GARANTÍA: 18 MESES